



ERP170

*Ensemble suspension + vitre acrylique équivalence 0.50mm de plomb, sur berceau inox orientable.  
Équipé d'un deuxième bras avec une lampe opératoire : ref. BO 0331.*

*Dimensions :  
- 76 x 61cm sur berceau orientable et bavettes.*

*Ensemble = 2 semelles plafond + colonne + bras double articulé*

*Les suspensions anti-x assurent une excellente protection des utilisateurs en particulier dans les salles interventionnelles. Elles permettent de protéger l'utilisateur tout en dégagant la surface au sol et offrent une grande mobilité dans l'espace. Plusieurs choix vous sont offerts : fixe, murale ou plafonnière, sur rail ou mobile à roulettes. Différentes combinaisons avec des périphériques sont possibles, comme une lampe opératoire, un écran LCD ou une bavette plombée. Nos suspensions sont étudiées au standard pour être installées dans une salle dont la hauteur sous plafond varie entre 220cm et 320cm. Pour toute autre hauteur, nous consulter.*