



ERP783

*Lorsque la fixation au plafond et/ou au mur est impossible, ou en cas de besoin complémentaire, voir occasionnel, optez pour un système mobile.*

*Hauteur : 185cm;*

*Longueur bras : 80cm;*

*Pieds à roulettes : 60x50cm.*

*Dimension plexiglas plombé : 76 x 61cm.*

*Avec découpe anatomique.*

*Disponible également avec écran 55x45cm*

***Idéal pour une radioprotection sans toucher l'infrastructure.***