



MMS257

Sellerie plate de bonne densité, revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix.

Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan, piètement en acier mécano-soudé, peinture epoxy SABLE.

Position Déclive-Proclive en standard.

Equipé de 2 roulettes (côté tête) pour un déplacement et une utilisation rapide.

Réglage de la tête par 2 vérins à gaz.

Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté tête ou côté pieds).

Commande : télécommande manuelle avec point de fixation à droite ou à gauche du divan.

Données techniques :

- Longueur : 2000mm;
- Largeur : 700mm;
- Hauteur : 480 à 860mm;
- Inclinaison : 45°;
- Capacité de charge : 200kg en dynamique.