



MMS221

Bâti entièrement moulé dans une matière technique anti-bactérienne, résistante au feu, pouvant être lavée et désinfectée suivant un cycle à 90°.

Peut être utilisé dans un environnement stérile.

Les tiroirs sont moulés ainsi que les façades.

4 roues antistatiques de diamètre 125mm, dont 2 à freins.

Couleurs au choix vert, orange, bleu clair.

Données techniques :

- Dimensions : 760x610mm;

- Hauteur : 920mm.

Version 7 tiroirs