



EBI051

Coulisse pour le rangement des sondes et des cathéters.

D'un seul coup d'oeil, vous avez une visibilité claire de l'état de votre stock et des modèles disponibles.

Spécialement étudiées pour un rangement aisé des sondes et cathéters dans les services de cardiologies, vasculaires et du bloc opératoire.

Plus de boîtes qui trainent, possibilité de ranger 50 sondes minimum par coulisse, soit 5 par crochet.

Les coulisses sont extensibles jusqu'à 110cm, soit une course de 50cm.

Facilite le comptage lors des inventaires.

Données techniques :

- Longueur : 600mm;
- Hauteur : 55mm;
- Crochets : 10 par coulisse;
- Poids : 1kg.

Modèle déposé