



FMS278

Nouvelles bandes auto-agrippantes sous forme de rouleau de 20m issues de 10 ans de recherche.

Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elle-mêmes.

Elles permettent de mettre en contention un enfant, un membre, de faire un équivalent strapping, de maintenir un bras cassé le long du corps.

Vous leur trouverez toujours une utilité pratique.

Compatibles avec nos berceaux de contention (EIM106 et EIM107) et notre Pédiatrix (EIM109)

Lavables en machine.

Données techniques :

- Longueur : 20000mm;

- Largeur : 60mm.