



## FMS278

*Nouvelles bandes auto-agrippantes sous forme de rouleau de 20m issues de 10 ans de recherche.*

*Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elle-mêmes.*

*Elles permettent de mettre en contention un enfant, un membre, de faire un équivalent strapping, de maintenir un bras cassé le long du corps.*

*Vous leur trouverez toujours une utilité pratique.*

*Compatibles avec nos berceaux de contention (EIM106 et EIM107) et notre Pédiatrix (EIM109)*

*Lavables en machine.*

*Données techniques :*

*- Longueur : 20000mm;*

*- Largeur : 60mm.*