



EIM106

*Système de contention pédiatrique compatible aux IRM et Scanner.
Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.*

*Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbêb’x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer.*

*La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».
Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur ellesmêmes, même principe que le «Velcro».*

Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

Dimensions : 2000 x 60 mm.

Livré de base avec :

- 1 planche de base en polycarbonate.
- 1 matelas Airbêb’x.
- 4 bandes Magic strips.
- 1 paire de fixe poignets.

Modèle Déposé