



EIM107

Système de contention pédiatrique compatible à tous les services d'imageries médicales.

Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.

Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal.

Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation, aucunes vis ou bouton est à serrer.

Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb’x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer.

La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».

Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur ellesmêmes, même principe que le «Velcro».

Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

Dimensions : 2000 x 60 mm.

Livré de base avec :

- 1 système complet (photos à gauche)
- 1 matelas Airbéb’x.
- 4 bandes Magic strips.

Modèle déposé