



EIM120

Structure en aluminium thermolaquée, avec barrières pivotantes. Afin d'optimiser le confort du patient, le couchage est réalisé en toile "batyline" polyester indéchirable. Dossier inclinable cinq positions. Matelas amovible et déhoussable. Roues antistatiques de diamètre 125 mm.

*Données techniques :*

Long. x larg. : 2130 x 700 mm  
Couchage : 1930 x 600 mm  
Hauteur fixe : 750 mm  
Poids à vide : 21 Kg

**Modèle déposé**