



MIM482

*Guéridon amagnétique 2 plateaux
4 tiroirs PM.
Structure en tube aluminium.
Ergonomique et très léger.
Structure en aluminium laquée époxy.
Tiroir Polyester.*

*Données techniques :
Longueur : 950 mm.
Largeur : 550 mm.
Poids : 23.6kg
Hauteur 1 er plateau :
790 mm
Hauteur 2 eme plateau :
200 mm.
4 roues diamètre 100 mm.
Dimensions int. tiroir :
Longueur : 325mm
Profondeur : 405mm
Hauteur : 60mm
Charge max : 5kg par tiroir*