



## ESI031

*Les bras doubles articulés et réglables en hauteur, équilibrés en fonction des écrans plats. Passage des câbles par l'extérieur. Tubes et poignée en inox diamètre 30mm laqué époxy blanc RAL 9002. Poignée et carte de protection amovible facilitant ainsi la livraison. Rotation à 350°. En version standard nos suspensions acceptent des écrans jusqu'à 51cm.*

*Selon les Directives européennes, nos bras articulés font partis de la classe I des produits médicaux. Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats LCD.*

### Identification :

- Classification : CE 93/42/CEE - Classe I
- Type d'installation : équipement fixe