



EIM101

*Support de cassette mobile sur roulettes.  
Pour tout formats de cassettes de 18 x 24 cm à 40 x 120 cm  
Mâchoires en aluminium anodisé satiné*

*Bâti en tube acier 40 x 40 mm laqué  
Tube en acier chromé diamètre 25mm*

*Hauteur : 170 cm  
Largeur hors tout : 50 cm  
4 roulettes diamètre 125mm dont 2 à freins  
Livrés démonté, assemblage par vis.  
Outillage fourni.*