



Ref. : **EBI051**

Données techniques :

Hauteur : 70mm  
Longueur pliée : 400 mm  
Longueur dépliée : 700 mm

Poid : 400 gr.

# Rad'X



*Equipez vous des coulisses spéciales cathéters !  
Un rangement rapide.  
Une visualisation immédiate.  
Une gestion des stocks simplifiée.*

*Coulisses équipées de 10 crochets, pouvant recevoir  
5 cathéters par crochets minimums, soit 50 cathéters par coulisse.  
Pose rapide par 4 vis seulement.*

*Les coulisses peuvent être installées dans les meubles, sous les étagères, etc.  
Elles se déplient vers l'extérieur, ce qui vous permet d'avoir une visualisation d'ensemble, très pratique pour le comptage lors des inventaires.*

