



Ref. : **EBI052**

Rad'

Données techniques :

Dimensions : L 50 cm
Couleur : Chromé

Poids : 0,86 kg
Volume : 32,6 dm³

Support mural tourniquet pour cathéters

*Un rangement rapide.
Une visualisation immédiate.
Une gestion des stocks simplifiée.*

*Tourniquet équipé de 12 corchets tournant à 360°
5 cathéters par crochets minimums, soit une capacité totale de 60 cathéters.*

Pose rapide par 3 vis seulement.

