



EIM114

*Brancard amagnétique à hauteur variable pour IRM.
Grande maniabilité.*

Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes.

Hauteur réglable ppar vérin hydraulique.

*Dossier inclinable 5 positions.
Matelas amovible et déhoussable.*

Roues-antistatiques de diamètre 125 mm.

Données techniques :

Long. x larg. : 2130 x 780 mm.

Couchage : 1930 x 610 mm.

Hauteur : course de 680 à 910 mm.

Poids à vide : 82Kg.

Couleur au choix.

