



EIM120

*Brancard amagnétique à hauteur fixe pour IRM.
Ultra léger et très grande maniabilité.*

*Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes.
Afin d'optimiser le confort du patient, le couchage est réalisé en toile «Batyline» polyester indéchirable.
Dossier inclinable 5 positions.
Matelas amovible et déhoussable.
Roues-antistatiques de diamètre 125 mm.*

Données techniques :

*Long. x larg. : 2130 x 700 mm.
Couchage : 1930 x 600 mm.
Hauteur fixe : 750 mm.
Poids à vide : 21 Kg.*

Couleur au choix.

