

# Support capteur

Modèle déposé

Positionnement ergonomique !



Ce nouveau support mobile a été spécialement étudié pour placer un capteur numérique portable dans toutes les positions.

Vous pourrez le positionner en dessous d'une table, de profil, et par dessus un lit pour les clichés en chambre.

Orientable de 0 à 90°, hauteur variable par vérin hydraulique.

Très compact et ne prend que très peu de place dans la salle.

Orientations : 0° - 45° - 90°

Hauteur minimum : 61 cm.

Radio au lit



Radio de face



Radio de profil



Radio du Thorax



Radio des membres

