

# Fiche technique

# Interventionnel



Ref. : **EIM433**

## Données techniques :

Longueur : 1800 mm.  
Largeur : 700 mm.  
Hauteur : de 650 à 900 mm.  
Poids : 70 Kg.  
Poids en charge maxi : 130 Kg.

Alimentation : 220V / 24Vcc


## Composition:

Sellerie amovible de 80 mm.  
1 télécommande.  
4 roues diamètres 100 mm à freins.

## Options :

Support accessoires.  
Support bras.  
Plateau pont.  
Etriers gynéco.  
Cache vue (arceau)

Mat'



*Nouvelle table mobile et polyvalente en tous points, multi-usages et précise pour les examens spécifiques tel que, la cardiologie, les massages, l'échographie ainsi qu'en mammographie et dans les cas de figures où le patient devra être ergonomiquement positionné.*

*Permet de pratiquer toutes sortes d'examens du plus simple à ceux qui demandent une grande précision ainsi qu'un grand confort.*

*Peut aussi être utilisée pour le petit interventionnel, la mammographie par exemple ou une fenêtre doit pouvoir être ouverte de part et d'autre de façon à pouvoir disposer d'une certaine accessibilité pour le passage du mammographe.*

*La gynécologie, des étriers peuvent être rajoutés sur la table.*

*Une fenêtre peut être ouverte de chaque côté de la table, permettant un accès sur la partie haute ou basse du corps du patient pour une échographie cardiaque ou un massage côté coeur.*

*Un appui-dos interchangeable est aussi livré avec la table donnant un confort non négligeable.*

*Des accessoires (en options) tels que, étriers gynécologiques, support bras, plateau pont inox, arceau de chants, peuvent être installés par l'intermédiaire de supports*

*Montée et descente assistées par un vérin électrique à commandes filaires.*

