


## Suspensions Ecrans



Ref. : ESI025à27  
ESI030/31



ESI030 Suspension murale 1 écran  
ESI031 Suspension murale 2 écrans

Options :

Rail 3 mètres avec son chariot  
Ref : EIM096



Enrouleur de câble  
Ref. : ASI518



Double bras compensé  
Sur demande



ESI025 Suspension 1 écran



ESI026 Suspension 2 écrans



ESI027 Suspension 3 écrans

### L'ergonomie au service de la qualité...

#### Suspension pour écran plat à fixation murale ou plafond.

Bras doubles articulés et réglables en hauteur, équilibrés en fonction du poids des écrans plats.  
Passage des câbles par l'extérieur.

Tubes et poignée de diamètre 30 mm laqué époxy blanc RAL 9002.

Poignée et cadre de protection démontables facilitant ainsi la livraison. Rotation à 350°.

En version standard, nos suspensions acceptent des écrans jusqu'à 51 cm.

Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux.

Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats LCD.

