

Suspensions Ecrans



Ref. : ESI028
ESI029
et
ESI032 à
ESI034



L'ergonomie au service de la qualité...

Suspension pour écran plat à fixation murale ou plafond.

Les bras doubles articulés permettent une grande modularité dans l'espace et évitent l'encombrement au sol dans les salles d'imageries interventionnelles et blocs opératoires. Ceux-ci permettent d'offrir un maximum de confort dans le travail.

Composée de deux bras à hauteurs fixes, autorisant le passage des câbles par l'intérieur.

Tube vertical et poignée en inox diamètre 38 mm laqué époxy blanc RAL 9010.

Poignées et cadre de protection amovible facilitant ainsi la livraison.

Rotation de 350°.

Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux. Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats.

Bâti :

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Matière | Acier |
| - Longueur bras supérieur | 700 ou 900 mm |
| - Longueur bras inférieur | 700 ou 900 mm |
| - Hauteur du bâti | 1100 mm |
| - Largeur bâti 3 écrans | 1050 mm |
| - Largeur bâti 4 écrans | 1050 mm |
| - Largeur bâti 6 écrans | 1530 mm |

Poids (sans écran) :


| | |
|-----------------|-------|
| - Double bras | 55 Kg |
| - Bâti 3 écrans | 33 Kg |
| - Bâti 4 écrans | 35 Kg |
| - Bâti 6 écrans | 38 Kg |

Identification :

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------|
| - Classification CE | 93/42/CEE | Classe I |
| - Type d'installation | Equipement fixe | |

ESI028 Suspension 4 écrans bras double
ESI032 Suspension 4 écrans bras simple
ESI033 Suspension 4 écrans sans bras

ESI029 Suspension 6 écrans bras double
ESI034 Suspension 6 écrans bras simple
ESI035 Suspension 6 écrans sans bras




Options :

Rail 3 mètres avec son chariot
Ref : EIM096



Version sans bras



Version bras simple

