

## Guéridon 4t I.R.M.

**NEW  
MÉDI**



Ref. : **MIM482**

**MR'X**

### Données techniques :

Longueur : 950 mm.

Largeur : 550 mm.

Poids : 23.6kg

Hauteur 1<sup>er</sup> plateau :

790 mm

Hauteur 2<sup>eme</sup> plateau :

200 mm.

4 roues diamètre 100 mm.

Dimensions int. tiroir :

Longueur : 325mm

Profondeur : 405mm

Hauteur : 60mm

Charge max : 5kg par tiroir

Guéridon amagnétique 2 plateaux  
4 tiroirs PM.

Structure en tube aluminium.  
Ergonomique et très léger.

Structure en aluminium laquée époxy.  
Tiroir Polyester.

