



ERP171

Ensemble suspension murale + vitre acrylique équivalence 0.50mm de plomb.

*Dimensions :
- 55 x 45 cm*

Ensemble = 2 semelles mural + colonne + bras double articulé

Les suspensions anti-x assurent une excellente protection des utilisateurs en particulier dans les salles interventionnelles. Elles permettent de protéger l'utilisateur tout en dégagant la surface au sol et offrent une grande mobilité dans l'espace. Plusieurs choix vous sont offerts : fixe, murale ou plafonnière, sur rail ou mobile à roulettes. Différentes combinaisons avec des périphériques sont possibles, comme une lampe opératoire, un écran LCD ou une bavette plombée. Nos suspensions sont étudiées au standard pour être installées dans une salle dont la hauteur sous plafond varie entre 220cm et 320cm. Pour toute autre hauteur, nous consulter.