



**MMS257**

*Sellerie plate de bonne densité, revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix.*

*Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan, piètement en acier mécano-soudé, peinture epoxy SABLE.*

*Position Déclive-Proclive en standard.*

*Equipé de 2 roulettes (côté tête) pour un déplacement et une utilisation rapide.*

*Réglage de la tête par 2 vérins à gaz.*

*Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté tête ou côté pieds).*

*Commande : télécommande manuelle avec point de fixation à droite ou à gauche du divan.*

**Données techniques :**

- Longueur : 2000mm;
- Largeur : 700mm;
- Hauteur : 480 à 860mm;
- Inclinaison : 45°;
- Capacité de charge : 200kg en dynamique.