



EIM099

*Table mobile radiotransparente à panneau flottant.*

*Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen de radiologie.*

*Plateau radiotransparent stratifié, équipé de 2 rails.*

*Freinage centralisé. Tiroir cassettes en option.*

*Données techniques :*

- Bâti en acier époxy blanc;
- Plateau de : 2000x728mm;
- Hauteur de : 770mm;
- 4 roues diamètre 120mm,
- Poids de la table : 95kg;
- Poids maximal autorisé : 200kg.