



MMS220

*Bâti entièrement moulé dans une matière technique anti-bactérienne, résistante au feu, pouvant être lavée et désinfectée suivant un cycle à 90°.*

*Peut être utilisé dans un environnement stérile.*

*Les tiroirs sont moulés ainsi que les façades.*

*4 roues antistatiques de diamètre 125mm, dont 2 à freins.*

*Couleurs au choix vert, orange, bleu clair.*

**Données techniques :**

- Dimensions : 760x610mm;

- Hauteur : 920mm.

**Version 5 tiroirs**