



ERP813

*Nouvel ensemble modulable de protection contre les rayons-X de la collection Ant’X.
Du plus petit au plus grand, le seul système du marché à offrir autant de combinaisons pour la protection des utilisateurs.
Polyvalent d’une salle à l’autre.
Permet la protection jusqu’à 3 opérateurs.
Réglable en hauteur permettant une plus grande protection du médecin.
Nouveau clameau de fixation 2, 4 ou 6 positions, fixation sur le rail en façade, interchangeable de droite à gauche de la table.*

Détail des composants :

- 1 - ERP813 : - *Bavette supérieure*
- 2 - ERP814 : - *Bavette inférieure*
- 3 - ERP815 : - *Ecran plombé*
- 4 - ERP816 : - *Chariot de rangement*
- 5 - ERP831 : - *Bavette centrale*
- 6 - ERP847 : - *Clameau multipositions*
- 7 - ERP848 : - *Bavette sup. centrale*
- 8 - ERP849 : - *Rallonge*
- 9 - ERP850 : - *Extension double articulation*