



EIM125

Table d'os spécifique à l'imagerie médicale sous rayons X

Tiroir autocentreur avec emplacement pour une grille anti-diffusante. Verrouillage/déverrouillage du panneau flottant par commandes aux pieds.

Rails de type "latéral".

Plateau en stratifié d'une équivalence de 0,9 mm d'aluminium.

Données techniques :

Longueur x largeur : 2200 x 800 mm

Hauteur : 833 à 853 mm

Mouvement longitudinal : +/- 380mm

Mouvement transversal : +/- 130mm

Poids à vide : 280 Kg

Poids en charge maxi : 150Kg

Voltage : 220/240 V 50 Hz

Puissance absorbée : 700 VA

Classification : classe B