



EIM130

Piètement et déverrouillage du panneau flottant par une large pédale aux pieds. Montée et descente commandée par une commande. Freinage centralisé. Rails latéraux de type DIN vertical. Plateau en fibre de carbone d'une équivalence de 0,7 mm d'aluminium.

Données techniques :

*Longueur x largeur : 2000 x 755 mm
Hauteur fixe : 738 mm
Hauteur variable : 575 à 845 mm
Mouvement longitudinal : +/- 330mm
Mouvement transversal : +/- 100mm*

*Alimentation : 230 VAC, 50 Hz, 2,4 A
Protection : IP/65
Vérins : v = 16mm/s, 1000 N*

*Poids table à vide : 120 Kg
Poids en charge maxi : 230 Kg*