



EIM104

Rail de 2,50 mètres de longueur, hauteur 2,30 mètres. Bras support tube RX coulissant sur toute la hauteur, équilibré et inclinable. Réalisé en acier laqué blanc. Fixation au sol par contre-plaques réglables sur toute la longueur du rail.

Précisez la marque et les dimensions du tube RX lors de la commande.

Dimensions :

- longueur : 2500 mm
- largeur : 1100 mm
- hauteur : 2300 mm
- course : 1850 mm
- rotation tube : 90° (à droite et à gauche)